

Protocole

Liste de tous les protocoles, schémas

I Dilution $C_{\text{mère}} = \dots \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ vers $C_{\text{filie}} = \dots \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Protocole :

- Calcul de la dilution avec $C_1V_1 = C_2V_2$.
- Prélèvement du volume V_1 de la solution mère avec la pipette jaugée.
- Ajout de l'eau distillée jusqu'à 2/3 de la fiole.
- Mélanger puis ajouter l'eau jusqu'au trait de jauge avec la pipette à main.
- Réaliser ce protocole pour toute la gamme étalon.

Matériel :

- bécher
 - pipette jaugée ($\dots \text{mL}$)
 - pipette à main
 - fiole jaugée ($\dots \text{mL}$)
 - eau distillée
 - solution mère
-

II Titrage